

# Vector®/RinsEndo® Desinfitseerija



Vector®/RinsEndo® desinfitseerija on aldehüüddivaba kasutamiskvalmism lahms firma Dürr Dental Vector® ja RinsEndo® siseosade desinfitseerimiseks ning puhastamiseks. Vector®/RinsEndo® desinfitseerija on materjale säästev ja ökoloogiliselt ohutu.

**Koostis:**100 g Vector®/RinsEndo® desinfitseerijat sisaldab 32 g 1-propanooli, 26 g etanooli, samuti abiaineid ja vett.

**Mõjuspekter:** Bakteritsiidne, tuberkuloitsiidne, fungitsiidne, piratult viirusiidne (kattega viirused, nagu vacciniaviirused, k.a HBV, HCV ja HIV<sup>1)</sup>, kuid ka kapslita viirused, nagu adenoviirused, polyomaviirused SV 40, noroviirused). VAH nimekri. Kontrollitud vastavalt EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476-le.

1) Pagal RKI (Robert'o Koch'o institutu) rekomendacijas (Federalinis sveikatos t. 47, 62-66, 2004).

**Kasutamine:** Vector®/RinsEndo® desinfitseerijat kasutatakse lahustamata kujul. Vector®/RinsEndo® desinfitseerija valada Vectori® tühja veepaaki ja kasutada vastavalt Vectori® kasutusjuhendile. See abinõu tuleb kasutusele võtta enne iga üle 24 tunni pikkust pausi praksises (nädalavahetus, riigipüha, puhkus), samuti enne uue Vector® Fluid polish koti paigaldamist.Mõjuaeg on 5 minutit (vt sks tabelit). RinsEndo® 5 ml tarbeks tömmata Vector®/RinsEndo® desinfitseerija tavalisse ühekordselt kasutatavasse Luer-lock ühendusega süstlasse, panna ühekordselt kasutatav süstal otsiku otsa ja suruda Vector®/RinsEndo® desinfitseerija läbi RinsEndo® otsiku, lasta mõjuda, seejärel loputada 5 ml veega.Mõjuaeg on 5 minutit (vt sks tabelit). Desinfitseerida RinsEndo otsik väljastpoolt sobiva desinfitseerimisvahendiga nagu nt Vector®/RinsEndo® desinfitseerija, või desinfitseerimisrätikutega FD 350. Olemasolevad verejägid ja muu mustus pühkida ära niiske lapiga.Sellisel juhul desinfitseerida otsik väljastpoolt veel korra ja lasta tootel mõjuda.Enne järgmist kasutamist tuleb RinsEndo otsik steriliseerida.Järgida täpselt RinsEndo® kasutusjuhendit. Lisajuhiseid vt. ka tooteinfost internetis.

**Märkused:** Leekpunkt 25°C. Ettevaatust alkoholitundlike materjalidega (nt akrüülklaas vms).RinsEndo® otsikut ei tohi desinfitseerida desinfitseerimisvannis.

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on

# Vector<sup>®</sup>/RinsEndo<sup>®</sup> Desinfitseerija

kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jäätmete kogumispunkti).

CE 0297

Dürr Dental AG  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerr.de](mailto:info@duerr.de)

2016-05

